

OncoPro下机数据自动化处理工具

功能说明

本工具自动处理包含 **ADXHS-OncoPro** 字样的NGS下机数据Excel文件，生成标准化报告。

目录结构

```
工作目录/
├── OncoPro数据自动处理工具.exe      ← 主程序
├── CP200_db.xlsx                    ← 假阳性参考文件（放在同目录）
└── *ADXHS-OncoPro*.xlsx             ← 下机数据文件（放在同目录）
```

使用方法

- 1. 将 **OncoPro数据自动处理工具.exe** 与 **CP200_db.xlsx** 放在同一目录
- 2. 将下机数据文件（文件名含 **ADXHS-OncoPro**）放入同一目录（支持子文件夹）
- 3. 双击运行 **OncoPro数据自动处理工具.exe**
- 4. 程序自动在原文件旁生成 **原文件名_Report.xlsx**

更新说明

- 1. **CP200_db.xlsx**可以自行更新，添加Gene和CDSCChange两列即可
- 2. **CP200_db.xlsx**需要定期汇总

输出报告说明

Sheet名	内容
QC_Report	质控汇总，不合格样本行标红，合格列绿色条件格式
QC_FailItems	每个不合格样本输出一句话说明：样本名 不合格项 质控不合格
SNVIndel_Review	过滤后精简列，含三个新增统计列
CNV	高亮标记Confidence为Low的列
HD_pass	原始数据直接输出
Fusion	原始数据直接输出
AmpliconStat	输出数据透视表

QC 质控标准

质控项	合格阈值
CleanQ30	$\geq 75\%$
Depth_CDS	≥ 400
RNA-Control	≥ 20
Coverage(50x)_SNP	$\geq 90\%$

SNVIndel 新增列说明

新增列	说明
DisCard_Count	Gene+CDSChange 在 SNVIndelDiscard Sheet 中出现次数，>0时蓝色加粗
SNVIndel_Count	Gene+CDSChange 在本次 SNVIndel 全表中出现次数
IsFakePositive	是否出现在 CP200假阳SNV.xlsx 中（是/否），“是”行标黄色
LowAltDepth_Flag	AltDepth ≤ 30 时标记 ★低AltDepth，整行标橙色

SNVIndel 过滤规则

- 自动过滤 Tags 列含 Black_list 或 Polymorphism 的行
- 所有统计以 **Gene + CDSChange** 作为唯一识别键

条件格式颜色说明

颜色	含义
 红色	QC 不合格样本行 / QC 指标低于阈值
 绿色	QC 指标合格
 橙色	AltDepth ≤ 30 （低深度，需关注）
 黄色	假阳性文件中存在的变异
 蓝色	DisCard_Count > 0（曾被丢弃过）

常见问题

Q: 程序提示“未找到包含 ADXHS-OncoPro 的xlsx文件”

A: 检查下机数据文件名是否包含 ADXHS-OncoPro 字样

Q: 假阳性检查显示跳过

A: 确保 CP200_db.xlsx 文件放在与 exe 相同目录

Q: CP200假阳SNV.xlsx 的格式要求

A: 第一个Sheet包含 Gene 和 CDSChange 两列即可

Q: 报告文件已存在会覆盖吗？

A: 是的，每次运行会覆盖同名报告文件